

Pe Kaninchen Anti-Mensch Cd8B Monoklonaler Antikörper Für Durchflusszytometrie - P10966

Artikelnummer: CM0007946

Einführung

PE-konjugierter kaninchen monoklonaler Antikörper gegen humanes CD8b (SWISS P10966). Validiert für die Durchflusszytometrie. Erkennt die CD8-beta-Kette, einen Korezeptor für MHC Klasse I, der essenziell für die T-Zell-Aktivierung und thymische Selektion ist. Geeignet für die Immunphänotypisierung von T-Zellen und die diagnostische Forschung.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	PE Kaninchen Anti-Mensch CD8b mAk
Bemerkungen/Alias	LY3; P37; LEU2; LYT3; Ly-3; CD8B1; CD8beta
Spezies	Mensch
GenID (Mensch)	926
GenID	926
Immunogen	Rekombinantes Protein; rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend den Aminosäuren 22-170 von humanem CD8b (NP_004922.1) enthält
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	FC
Kreuzreaktivität	Mensch
SWISS	P10966
Proteingewicht	24 kDa
Versand	Eisbeutel