


Pe-Kanonischer Monoklonaler Rabbit-Antikörper Gegen Humanes Cd9 Für Die Durchflusszytometrie - P21926

Artikelnummer: CM0009271



Einführung

PE-konjugierter monoklonaler Rabbit-Antikörper gegen humanes CD9 (Tetraspanin-29), validiert für die Durchflusszytometrie. CD9 reguliert Zelladhäsion, Thrombozytenaktivierung und die Exosomenbiologie. Geeignet für die Immunphäotypisierung hämatopoetischer und epithelialer Zellen.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	PE-Rabbit-anti-humaner-CD9-mAb
Bemerkungen/Alias	MIC3; MRP-1; BTCC-1; DRAP-27; TSPAN29; TSPAN-29
Art	Mensch
GeneID (Mensch)	928
GeneID	928
Immunogen	Rekombinantes Protein Rekombinantes Fusionsprotein mit einer Sequenz, die den Aminosäuren 1-228 des humanen CD9 entspricht (NP_001760.1).
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	FC
Kreuzreaktivität	Mensch
SWISS	P21926
Proteingewicht	25 kDa
Versand	Kühlakku