

Pe Kaninchen-Anti-Mensch Cd90/Thy1 Mak - P04216

Artikelnummer: CM0010091

Einführung

PE-konjugierter monoklonaler Kaninchen-anti-Mensch CD90/Thy1-Antikörper für die Durchflusszytometrie. Zielt auf humanes CD90 (Thy-1-Membranglykoprotein, UniProt P04216) ab, ein GPI-verankertes Oberflächenprotein, das an Zell-Zell-Interaktionen und Synaptogenese beteiligt ist.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	PE Kaninchen-anti-Mensch CD90/Thy1 mAk
Bemerkungen/Alias	CD90; CDw90
Spezies	Mensch
GenID (Mensch)	7070
GenID	7070
Immunogen	Rekombinantes Protein Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend den Aminosäuren 20-130 des menschlichen CD90/Thy1 (NP_006279.2) enthält.
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	FC
Kreuzreaktivität	Mensch
SWISS	P04216
Proteinmasse	18 kDa
Versand	Eisbeutel