

Pe-Kaninchen Anti-Humaner Cd94-Mak Für Fc - Q13241

Artikelnummer: CM0010642



Einführung

PE-konjugierter Kaninchen-Monoantikörper gegen humanes CD94 (KLRD1) für die Durchflusszytometrie. Ermöglicht den Nachweis des NK-Zellrezeptors, der an Immunüberwachung, Tumormunität und viralen Fluchtmechanismen in humanen Proben beteiligt ist.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	PE-Kaninchen anti-humaner CD94-mAk
Bemerkungen/Alias	CD94
Spezies	Human
GeneID (Human)	3824
GeneID	3824
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend der Aminosäuren 32-179 von humanem CD94 enthält. (NP_002253.2)
Herkunft	Kaninchen
Kategorie	Monoantikörper
Anwendung	FC
Kreuzreaktivität	Human
SWISS	Q13241
Proteingewicht	17kDa/20kDa
Versand	Kühltasche