

Pe-Kaninchen Anti-Mensch Cd96/Tactile Mab Für Fc - P40200

Artikelnummer: CM0009284



Einführung

PE-konjugierter kaninchen monoklonaler Antikörper gegen humanes CD96/TACTILE-Protein. Validiert für Durchflusszytometrie (FC). Erkennt CD96, ein Adhäsionsmolekül von T-Zellen und NK-Zellen. Ideal für die Immunzellphänotypisierung und immunologische Forschung.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	PE-Kaninchen anti-Mensch CD96/TACTILE mAb
Bemerkungen/Alias	TACTILE
Spezies	Mensch
Gen-ID (Mensch)	10225
Gen-ID	10225
Immunogen	Rekombinantes Protein entsprechend einer Sequenz innerhalb der Aminosäuren 25-519 von humanem CD96/TACTILE (NP_937839.1)
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	FC
Kreuzreaktivität	Mensch
SWISS	P40200
Proteinmasse	66kDa
Versand	Eisbeutel