


Pe-Konjugierter Kaninchen-Anti-Human Cdkn2A/P16Ink4A Monoklonaler Antikörper Für Fc (Intra) - P42771 / Q8N726

Artikelnummer: CM0009952



Einführung

PE-konjugierter Kaninchen-monoklonaler Antikörper gegen humanes CDKN2A/p16INK4a für die intrazelluläre Durchflusszytometrie. Erkennt einen wichtigen Tumorsuppressor und Zellzyklusinhibitor und unterstützt die Krebsforschung und die Entwicklung von Diagnostika.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	PE Kaninchen-anti-Human CDKN2A/p16INK4a mAk
Bemerkungen/Alias	ARF; MLM; P14; P16; P19; CMM2; INK4; MTS1; TP16; CDK4I; CDKN2; INK4A; MTS-1; P14ARF; P19ARF; P16INK4; P16INK4A; P16-INK4A
Spezies	Human
GeneID (human)	1029
GeneID	1029
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend der Aminosäuren 1-156 von humanem CDKN2A/p16INK4a (NP_000068.1) enthält
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	FC (intra)
Kreuzreaktivität	Human
SWISS	P42771 / Q8N726
Proteingewicht	16 kDa
Versand	Eisbeutel