

Pe Kaninchen Anti-Human Komplement C3 Monoklonaler Antikörper Für Fc - P01024

Artikelnummer: CM0012346



Einführung

PE-konjugierter monoklonaler Kaninchen-Antikörper gegen humanes Komplement C3 für Durchflusszytometrie (FC). Erkennt C3-Vorläuferprotein und Spaltprodukte C3a/C3b; Opsonin und Anaphylatoxin; 187 kDa. SWISS: P01024.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	PE Kaninchen anti-Human Komplement C3 mAb
Bemerkungen/Alias	ASP; C3a; C3b; AHUS5; ARMD9; CPAMD1; HEL-S-62p
Spezies	Human
GenID	718
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz enthält, die den Aminosäuren 1498-1663 von humanem Komplement C3 (NP_000055.2) entspricht.
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	FC
Kreuzreaktivität	Human
SWISS	P01024
Proteingewicht	187kDa
Versand	Eisbeutel