

Pe-Kaninchen-Anti-Humaner-Cpt1A-Monoklonaler Antikörper Für Die Intrazelluläre Durchflusszytometrie - P50416

Artikelnummer: CM0008721



Einführung

PE-konjugierter monoklonaler Kaninchenantikörper gegen humanes CPT1A (CPT1-L), validiert für die intrazelluläre Durchflusszytometrie. Rekombinantes Immunogen (AS 520-720); weist humanes CPT1A nach. Geeignet für Untersuchungen des Fettsäurestoffwechsels und der Mitochondrien.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	PE-Kaninchen-anti-humanes-CPT1A-mAb
Bemerkungen/Alias	CPT1; CPT1-L; L-CPT1
Spezies	Mensch
GeneID (Mensch)	1374
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein mit einer Sequenz, die den Aminosäuren 520-720 des humanen CPT1A (NP_001867.2) entspricht
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	Durchflusszytometrie (intrazellulär)
Kreuzreaktivität	Mensch
SWISS	P50416
Proteingewicht	88 kDa
Versand	Kühlakku