

Pe Kaninchen Anti-Human Desmoglein 3 (Dsg3) Monoklonaler Antikörper Für Durchflusszytometrie - P32926

Artikelnummer: CM0005547



Einführung

PE-konjugierter monoklonaler Kaninchen-Antikörper, der gegen humanes Desmoglein 3 (DSG3/PVA/CDHF6) gerichtet ist, für die Durchflusszytometrie. Validiert für Kreuzreaktivität mit Human; dieser Antikörper unterstützt die Forschung zu Zelladhäsion und Desmosomen.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Spezifikation
Produktname	PE Kaninchen anti-Human Desmoglein 3/PVA mAb
Bemerkungen/Alias	PVA; ABOLM; CDHF6
Spezies	Human
GenID (Human)	1830
Immunogen	Rekombinantes Protein (Rekombinantes Fusionsprotein, das einer Sequenz entspricht, die den Aminosäuren 50-615 von humanem Desmoglein 3/PVA, NP_001935.2, entspricht)
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	FC
Kreuzreaktivität	Human
SWISS	P32926
Proteingewicht	108kDa
Versand	Eisbeutel