


Pe Kaninchen Anti-Human Egfr Mab Für Durchflusszytometrie - P00533

Artikelnummer: CM0011309



Einführung

PE-konjugierter monoklonaler Kaninchen-Antikörper, der gegen humanes EGFR (ERBB1) gerichtet ist. Validiert für Durchflusszytometrie (FC) zur Analyse der EGFR-Expression in Studien zur Zelloberfläche und intrazellulären Signalgebung. Ideal für Krebs- und Rezeptor-Tyrosinkinase-Forschung.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	PE Kaninchen anti-Human EGFR mAb
Bemerkungen/Alias	ERBB; ERBP; HER1; mENA; ERBB1; PIG61; NISBD2
Spezies	Human
Gen-ID (Human)	1956
Gen-ID	1956
Immunogen	Rekombinantes Protein Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz enthält, die den Aminosäuren 335-525 von humanem EGFR (NP_005219.2) entspricht.
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	FC
Kreuzreaktivität	Human
SWISS	P00533
Proteingewicht	44kDa/69kDa/77kDa/134kDa
Versand	Eisbeutel