


Pe Kaninchen Anti-Human Enpp3/Cd203C Mab - O14638

Artikelnummer: CM0011885



Einführung

PE-konjugierter monoklonaler Kaninchen-Antikörper, der gegen humanes ENPP3/CD203c (O14638) gerichtet ist, für die Durchflusszytometrie. Ideal für die Immunphänotypisierung von Basophilen und Mastzellen in der Forschung zu allergischer Entzündung.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	PE Kaninchen anti-Human ENPP3/CD203c mAb
Bemerkungen/Alias	B10; NPP3; PDNP3; CD203c; PD-IBETA
Spezies	Human
GenID (human)	5169
GenID	5169
Immunogen	Rekombinantes Protein
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	FC
Kreuzreaktivität	Human
SWISS	O14638
Proteingewicht	100kDa
Versand	Eisbeutel