

Pe-Kaninchen Anti-Mensch Fgfr3 Monoklonaler Antikörper Für Durchflusszytometrie - P22607

Artikelnummer: CM0009839



Einführung

PE-konjugierter kaninchen monoklonaler Antikörper, der auf humanes FGFR3 (CD333) für die Durchflusszytometrie abzielt. Validiert für humane Durchflusszytometrie; rekombinantes Immunogen Aminosäuren 23-375. Ideal für die Untersuchung der FGFR3-Signalgebung bei Krebs und der Skelettentwicklung.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Spezifikation
Produktname	PE Kaninchen anti-Mensch FGFR3 mAk
Bemerkungen/Alias	ACH; CEK2; JTK4; CD333; HSFGR3EX
Spezies	Mensch
GenID (Mensch)	2261
GenID	2261
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend den Aminosäuren 23-375 des humanen FGFR3 (NP_000133.1) enthält
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	FC (Durchflusszytometrie)
Kreuzreaktivität	Mensch
SWISS	P22607
Proteinmasse	88 kDa
Versand	Eisbeutel