


Pe-Kaninchen-Anti-Humaner-Flt3/Cd135-Monoklonaler Antikörper Für Die Durchflusszytometrie - P36888

Artikelnummer: CM0009707



Einführung

PE-konjugierter monoklonaler Kaninchenantikörper gegen humanes Flt3/CD135 (FLK2, STK1). Für die Durchflusszytometrie validiert. Geeignet für die Analyse hämatopoetischer Stamm-/Vorläuferzellen und die Leukämieforschung.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	PE-Kaninchen-anti-humanes Flt3/CD135 mAb
Bezeichnungen/Aliase	FLK2; STK1; CD135; FLK-2
Art	Mensch
GeneID (human)	2322
GeneID	2322
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein mit einer Sequenz, die den Aminosäuren 27-163 des humanen Flt3/CD135 (NP_004110.2) entspricht
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	FC
Kreuzreaktivität	Mensch
SWISS	P36888
Proteingewicht	108 kDa/113 kDa
Versand	Kühlakku