


Pe Kaninchen Anti-Mensch Gprc5D Monoklonaler Antikörper Für Durchflusszytometrie - Q9Nzd1

Artikelnummer: CM0011152



Einführung

PE-konjugierter kaninchenmonoklonaler Antikörper gegen humanes GPRC5D für die Durchflusszytometrie. GPRC5D ist ein G-Protein-gekoppelter Rezeptor, der an der Expression von Hartkeratin und der Entwicklung von Haaren/Nägeln beteiligt ist. Geeignet für humane Proben.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	PE Kaninchen Anti-Mensch GPRC5D mAk
Bemerkungen/Alias	GPRC5D
Spezies	Mensch
Gen-ID	55507
Immunogen	Synthetisches Peptid, das einer Sequenz innerhalb der Aminosäuren 1-100 von humanem GPRC5D entspricht (NP_061124.1)
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	FC
Kreuzreaktivität	Mensch
SWISS	Q9NZD1
Proteingewicht	34 kDa/36 kDa/38 kDa
Versand	Eisbeutel