

Pe-Kaninchen Anti-Mensch Hif-1 Alpha Monoklonaler Antikörper Für Fc (Intra) - Q16665

Artikelnummer: CM0004182



Einführung

PE-Kaninchen anti-Mensch HIF-1 alpha Monoklonaler Antikörper für intrazelluläre Durchflusszytometrie. Geeignet für Forschung zu Hypoxieantwort, Krebs und metabolische Anpassung. Reagiert mit menschlichem Gewebe – Q16665

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	PE Kaninchen anti-Mensch HIF-1 alpha mAk
Bemerkungen/Aliae	HIF1, MOP1, PASD8, HIF-1A, bHLHe78, HIF-1alpha, HIF1-ALPHA, HIF-1-alpha
Art	Mensch
GenID (Mensch)	3091
GenID	3091
Immunogen	Synthetisches Peptid passend zu den Aminosäuren 401-500 von HIF1 alpha (NP_001521.1)
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	FC (intra)
Kreuzreaktivität	Mensch
SWISS	Q16665
Proteingewicht	93kDa
Versand	Eisbeutel