

Pe Kaninchen Anti-Mensch Hmox1 Mab - P09601

Artikelnummer: CM0009840



Einführung

PE-konjugierter kaninchen monoklonaler Antikörper gegen menschliche Hämoxygenase 1 (HMOX1/HO-1) für intrazelluläre Durchflusszytometrie. Erkennt humanes HMOX1; das Immunogen entspricht den Aminosäuren 1-265. Geeignet für die Apoptose- und oxidativen Stress-Forschung.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	PE Kaninchen anti-Mensch HMOX1 mAb
Bemerkungen/Alias	HO-1; HSP32; HMOX1D; bK286B10
Spezies	Mensch
GeneID (Mensch)	3162
GeneID	3162
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend den Aminosäuren 1-265 der menschlichen Hämoxygenase 1 (HO-1/HMOX1) (NP_002124.1) enthält.
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	FC (intra)
Kreuzreaktivität	Mensch
SWISS	P09601
Proteingewicht	33kDa
Versand	Eisbeutel