


Pe-Konjugierter Kaninchen-Anti-Human-Icam-1/Cd54 Monoklonaler Antikörper Für Fc - P05362

Artikelnummer: CM0010614



Einführung

Hochleistungsfähiger, PE-konjugierter Kaninchen-monoklonaler Antikörper gegen humanes ICAM-1/CD54 (SWISS: P05362), validiert für Durchflusszytometrie (FC) Anwendungen, geeignet für Immunologie- und Entzündungsforschung.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	PE Kaninchen anti-Human ICAM-1/CD54 mAb
Bemerkungen/Alias	BB2; CD54; P3.58
Spezies	Human
GeneID (Human)	3383
GeneID	3383
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Aminosäuresequenz (28-480) von humanem ICAM-1/CD54 (NP_000192.2) enthält.
Herkunft	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	FC
Kreuzreaktivität	Human
SWISS	P05362
Proteingewicht	58kDa
Versand	Eistasche