

Pe-Kaninchen-Anti-Humaner Ifn-Gamma-Monoklonaler Antikörper Für Fc (Intrazellulär) - P01579

Artikelnummer: CM0012546



Einführung

PE-konjugierter monoklonaler Kaninchenantikörper gegen humanes Interferon gamma (IFN-gamma) für die intrazelluläre Durchflusszytometrie. Ideal zum Nachweis der Zytokinexpression in aktivierten T-Zellen für die Immunforschung und die Entwicklung diagnostischer Verfahren.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Spezifikation
Produktname	PE-Kaninchen-anti-humaner IFN-gamma-mAb
Bemerkungen/Alias	IFG; IFI; IMD69
Art	Mensch
Gen-ID	3458 (Mensch)
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein mit einer Sequenz, die den Aminosäuren 24-166 des humanen IFN-gamma (NP_000610.2) entspricht
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	FC (intrazellulär)
Kreuzreaktivität	Mensch
SWISS	P01579
Proteingewicht	19 kDa
Versand	Kühlakku