


Pe-Kaninchen Anti-Mensch IgA1 Monoklonaler Antikörper Für Durchflusszytometrie - P01876

Artikelnummer: CM0011612



Einführung

PE-konjugierter Kaninchen-monoklonaler Antikörper, der gegen die konstante Region von humanem IgA1 gerichtet ist, für die Durchflusszytometrie. Rekombinantes Immunogen (Aa 99-353) gewährleistet Spezifität für die IgA1-Unterklasse; geeignet für die Analyse von humanen Proben.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	PE Kaninchen anti-Mensch IgA1 mAk
Bemerkungen/Alias	IgA1
Spezies	Mensch
GenID (Mensch)	3493
Immunogen	Rekombinantes Protein Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend den Aminosäuren 99-353 von humanem IgA1 enthält.
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	FC
Kreuzreaktivität	Mensch
SWISS	P01876
Proteinmasse	38 kDa/42 kDa
Versand	Eisbeutel