


## Pe Kaninchen Anti-Human IgG (Fc) Monoklonaler Antikörper Für Durchflusszytometrie - P01857

Artikelnummer: CM0012685



### Einführung

PE-konjugierter monoklonaler Kaninchenantikörper, der gegen die humane IgG-Fc-Region (IGHG1) gerichtet ist, für die Durchflusszytometrie. Erkennt die konstante Region von humanem IgG1. Rekombinantes Fc-Fragment als Immunogen. Geeignet für humane Proben.

[Mehr erfahren](#)

| Parameter         | Wert                                                                                                                         |
|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Produktname       | PE Kaninchen anti-Human IgG (Fc) mAk                                                                                         |
| Bemerkungen/Alias | IGHG1                                                                                                                        |
| Spezies           | Human                                                                                                                        |
| GenID (Human)     | 3500                                                                                                                         |
| GenID             | 3500                                                                                                                         |
| Immunogen         | Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz enthält, die den Aminosäuren 100-330 von humanem IgG (Fc) (P01857) entspricht |
| Quelle            | Kaninchen                                                                                                                    |
| Kategorie         | Monoklonale Antikörper                                                                                                       |
| Anwendung         | FC                                                                                                                           |
| Kreuzaktivität    | Human                                                                                                                        |
| SWISS             | P01857                                                                                                                       |
| Proteingewicht    | 36kDa                                                                                                                        |
| Versand           | Eisbeutel                                                                                                                    |