


Pe-Kaninchen-Anti-Humanes-Igg-(Fc)-Monoklonaler Antikörper Für Die Durchflusszytometrie - P01857

Artikelnummer: CM0011248



Einführung

PE-konjugierter monoklonaler Kaninchenantikörper gegen die Fc-Region der konstanten Gamma-1-Schwerkette des humanen Immunglobulins G (IGHG1). Reagiert mit humanem IgG1 und ist für Anwendungen in der Durchflusszytometrie (FC) geeignet. SWISS: P01857.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	PE-Kaninchen-anti-humanes-IgG-(Fc)-mAb
Bemerkungen/Alias	IGHG1
Spezies	Mensch
GeneID (Mensch)	3500
GeneID	3500
Immunogen	Rekombinantes Protein (oder Fragment). Diese Information gilt als wirtschaftlich sensibel.
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	FC
Kreuzreaktivität	Mensch
SWISS	P01857
Proteingewicht	36 kDa
Versand	Kühlakku