

Pe-Kaninchen Anti-Mensch IL-10Ra/Cd210 Monoklonaler Antikörper Für Durchflusszytometrie - Q13651

Artikelnummer: CM0012155



Einführung

PE-konjugierter kaninchen monoklonaler Antikörper gegen humanes IL-10RA/CD210 (IL-10 Rezeptor alpha), validiert für die Durchflusszytometrie. Ideal für die Untersuchung der IL-10-vermittelten antiinflammatorischen Signalübertragung in hämatopoetischen Zellen.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Beschreibung
Produktname	PE Kaninchen anti-Mensch IL-10RA/CD210 mAk
Anmerkungen/Alias	CD210; IL10R; CD210a; CDW210A; HIL-10R; IL-10R1
Spezies	Mensch
Gen-ID (Mensch)	3587
Gen-ID	3587
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend den Aminosäuren 22-235 von humanem IL-10RA/CD210 (NP_001549.2) enthält
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	Durchflusszytometrie (FC)
Kreuzreaktivität	Mensch
SWISS	Q13651
Proteingewicht	63 kDa
Versand	Eisbeutel