

Pe-Konjugierter Kaninchen-Anti-Human-IL-17Ra/Cd217-Mak Für Fc - Q96F46

Artikelnummer: CM0009832



Einführung

PE-konjugierter monoklonaler Kaninchen-Antikörper gegen humanes IL-17RA/CD217, validiert für die Durchflusszytometrie. Ideal für die Untersuchung der IL-17-Signalgebung in angeborener und adaptiver Immunität, Entzündung und Wirt-Pathogen-Interaktionen.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	PE-Konjugierter Kaninchen-Anti-Human-IL-17RA/CD217-mAk
Bemerkungen/Alias	CD217; IL17R; IMD51; CANDF5; CDw217; IL-17RA; hIL-17R
Spezies	Human
GeneID (Human)	23765
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend der Aminosäuren 33-320 von humanem IL-17RA/CD217 (NP_055154.3) enthält
Herkunft	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	FC
Kreuzreaktivität	Human
SWISS	Q96F46
Protein-Gewicht	96kDa
Versand	Eisbeutel