


Pe-Kaninchen-Anti-Humaner-IL-2-Monoklonaler Antikörper Für Die Durchflusszytometrie (Intrazellulär) - P60568

Artikelnummer: CM0008959



Einführung

PE-konjugierter monoklonaler Kaninchenantikörper gegen humanes Interleukin-2 (IL-2), validiert für die intrazelluläre Durchflusszytometrie. Erkennt humanes IL-2, ein wichtiges Zytokin, das das Wachstum von T-Zellen und die Immuntoleranz reguliert.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Details
Produktname	PE-Kaninchen-anti-humanes-IL-2-mAb
Bemerkungen/Alias	IL-2; TCGF; Lymphokin
Art	Mensch
GeneID (Mensch)	3558
GeneID	3558
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein mit einer Sequenz, die den Aminosäuren 21-153 des humanen IL-2 (NP_000577.2) entspricht.
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	FC (intra)
Kreuzreaktivität	Mensch
SWISS	P60568
Proteingewicht	18 kDa
Versand	Kühlakku