


Pe-Konjugierter Kaninchen-Anti-Humaner IL-4 Mak - P05112

Artikelnummer: CM0007896



Einführung

PE-konjugierter monoklonaler Kaninchenantikörper gegen humanes Interleukin-4 (IL-4), validiert für die intrazelluläre Durchflusszytometrie. Geeignet für die Immunfunktionsforschung, einschließlich IgE-Regulation und Th2-Antwort-Studien.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	PE-Konjugierter Kaninchen-anti-humaner IL-4 mAk
Bemerkungen/Alias	BSF1; IL-4; BCGF1; BSF-1; BCGF-1
Spezies	Human
Gen-ID (Human)	3565
Gen-ID	3565
Immunogen	Rekombinantes Protein Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend der Aminosäuren 25-153 von humanem IL-4 (NP_000580.1) enthält.
Herkunft	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	FC (intra)
Kreuzreaktivität	Human
SWISS	P05112
Protein-Gewicht	17 kDa
Versand	Eisbeutel