


Pe Kaninchen Anti-Mensch IL-5 Monoklonaler Antikörper Für Durchflusszytometrie - P05113

Artikelnummer: CM0005683



Einführung

PE-konjugierter kaninchen anti-mensch IL-5 monoklonaler Antikörper, entwickelt für intrazelluläre Durchflusszytometrie (FC). Geeignet für humane Proben. Immunogen: Aminosäuren 20-134 von menschlichem IL-5. Ideal für Immunologie- und Zytokinforschung.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	PE Kaninchen Anti-Mensch IL-5 mAk
Anmerkungen/Aliase	EDF, IL-5, TRF, Interleukin-5
Spezies	Mensch
Gen-ID	3567
Immunogen	Rekombinantes Protein (Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend den Aminosäuren 20-134 von menschlichem IL-5 (NP_000870.1) enthält)
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	FC (intrazellulär)
Kreuzreaktivität	Mensch
SWISS	P05113
Proteingewicht	15 kDa
Versand	Eisbeutel