


## Pe-Kaninchen Anti-Humaner IL18R1/IL-18 R Alpha Monoklonaler Antikörper Für Fc - Q13478

Artikelnummer: CM0005048



### Einführung

PE-konjugierter Kaninchen-monoklonaler Antikörper gegen humanes IL18R1 (IL-18R alpha, CD218a), validiert für Durchflusszytometrie. Zielmolekulargewicht 62 kDa; beteiligt an IL-18-vermittelten Th1-Immunantworten.

[Mehr erfahren](#)

| Parameter         | Wert                                                                                                                                  |
|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Produktname       | PE-Kaninchen anti-humaner IL18R1/IL-18 R alpha mAb                                                                                    |
| Bemerkungen/Alias | CD218a; IL18RA; IL1RRP; CDw218a; IL-1Rrp; IL-18Ralpha; IL18Ralpha2; IL-18R-alpha                                                      |
| Spezies           | Human                                                                                                                                 |
| GeneID (Human)    | 8809                                                                                                                                  |
| Immunogen         | Rekombinantes Fusionsprotein mit einer Sequenz, die den Aminosäuren 22-329 des humanen IL18R1/IL-18 R alpha (NP_003846.1) entspricht. |
| Herkunft          | Kaninchen                                                                                                                             |
| Kategorie         | Monoklonale Antikörper                                                                                                                |
| Anwendung         | FC                                                                                                                                    |
| Kreuzreaktivität  | Human                                                                                                                                 |
| SWISS             | Q13478                                                                                                                                |
| Proteingewicht    | 62kDa                                                                                                                                 |
| Versand           | Eistasche                                                                                                                             |