

Pe Kaninchen Anti-Mensch IL9 Mak - P15248

Artikelnummer: CM0008835



Einführung

PE-konjugierter monoklonaler Kaninchenantikörper gegen humanes Interleukin-9 (IL-9, P40/HP40). Validiert für intrazelluläre Durchflusszytometrie (FC). Ideal für immunologische Forschung zur Detektion von Zytokinexpression in menschlichen T-Zellen und Mastzellen.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	PE Kaninchen anti-Mensch IL9 mAk
Bemerkungen/Aliaße	P40; HP40; IL-9
Spezies	Mensch
GenID (Mensch)	3578
GenID	3578
Immunogen	Rekombinantes Protein Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend der Aminosäuren 19-144 von menschlichem IL9 (NP_000581.1) enthält.
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	FC (intrazellulär)
Kreuzreaktivität	Mensch
SWISS	P15248
Proteingewicht	16 kDa
Versand	Eisbeutel