


Pe-Kaninchen Anti-Menschliches Ilt5/Cd85A Monoklonaler Antikörper Für Fc - O75022

Artikelnummer: CM0009949



Einführung

PE-konjugierter monoklonaler Kaninchenantikörper gegen humanes ILT5/CD85a (LILRB3) für die Durchflusszytometrie. Validiert für Kreuzreaktivität mit Humanproben; detektiert ein ~69/71 kDa großes Protein.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	PE Rabbit anti-Human ILT5/CD85a mAb
Bemerkungen/Aliase	HL9; ILT5; LIR3; PIRB; CD85A; ILT-5; LIR-3; PIR-B; LILRA6
Spezies	Mensch
Gen-ID (Mensch)	11025
Gen-ID	11025
Immunogen	Rekombinantes Protein
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	FC
Kreuzreaktivität	Mensch
SWISS	O75022
Proteinmasse	69kDa/71kDa
Versand	Eisbeutel