

Pe Kaninchen Anti-Human Integrin Alpha 3/Cd49C Monoklonaler Antikörper Für Durchflusszytometrie - P26006

Artikelnummer: CM0005099

Einführung

PE-konjugierter monoklonaler Kaninchen-Antikörper, der gegen humanes Integrin alpha-3/CD49c gerichtet ist, für Anwendungen der Durchflusszytometrie. Nützlich zur Untersuchung von Interaktionen zwischen Zellen und der extrazellulären Matrix, der Bildung von Invadopodien und Mechanismen der mikrobiellen Infektion.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	PE Kaninchen anti-Human Integrin alpha 3/CD49c mAb
Bemerkungen/Alias	JEB7; VL3A; CD49C; FRP-2; GAPB3; ILNEB; MSK18; VCA-2; VLA3a; GAP-B3
Spezies	Human
Gen-ID (Human)	3675
Gen-ID	3675
Immunogen	Rekombinantes Protein Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz enthält, die den Aminosäuren 466-620 von humanem Integrin alpha 3/CD49c (NP_002195.1) entspricht
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	FC
Kreuzreaktivität	Human
SWISS	P26006
Proteingewicht	117kDa
Versand	Eisbeutel