


Pe Kaninchen Anti-Mensch Integrin B5/Itgb5 Monoklonaler Antikörper Für Fc - P18084

Artikelnummer: CM0011440



Einführung

PE-konjugierter Kaninchen-monoklonaler Antikörper gegen menschliches Integrin beta-5 (ITGB5) für die Durchflusszytometrie. Erkennt RGD-abhängigen Fibronectin-Rezeptor und Adenovirus-Rezeptor; Lokalisierung an der Zellmembran.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	PE Kaninchen Anti-Mensch Integrin β 5/ITGB5 mAk
Bemerkungen/Alias	ITGB5; Integrin beta-5
Spezies	Mensch
GenID (Mensch)	3693
GenID	3693
Immunogen	Rekombinantes Protein, das einer Sequenz innerhalb der Aminosäuren 24-490 von menschlichem Integrin β 5/ITGB5 (NP_002204.2) entspricht
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	FC
Kreuzreaktivität	Mensch
SWISS	P18084
Proteinmasse	88 kDa
Versand	Eisbeutel