

Pe-Konjugierter Kaninchen-Anti-Human-Kir2DL4/Cd158D Monoklonaler Antikörper Für Die Durchflusszytometrie - Q99706

Artikelnummer: CM0004823



Einführung

PE-konjugierter Kaninchen-monoklonaler Antikörper gegen humanes KIR2DL4 (CD158d), validiert für die Durchflusszytometrie. Erkennt den Killerzell-Immunoglobulin-ähnlichen Rezeptor, der an NK-Zell-Effektorfunktionen und der mütterlich-fetalen Immuntoleranz beteiligt ist. Kreuzreagiert mit humanem Material. - Q99706

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	PE Kaninchen-Anti-Human-KIR2DL4/CD158d mAb
Bemerkungen/Alias	G9P; CD158D; KIR103; KIR-2DL4; KIR103AS; KIR-103AS
Spezies	Human
Gen-ID	3805
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das die Aminosäuren 24-242 von humanem KIR2DL4/CD158d (NP_002246.5) enthält
Herkunft	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	FC
Kreuzreaktivität	Human
SWISS	Q99706
Proteingewicht	41kDa
Versand	Eistasche