


Pe Kaninchen Anti-Human Kir3DL1/Cd158E Monoklonaler Antikörper Für Fc - P43629

Artikelnummer: CM0011651



Einführung

PE-konjugierter monoklonaler Kaninchenantikörper, der gegen humanes KIR3DL1/CD158e (SWISS: P43629) gerichtet ist. Validiert für Durchflusszytometrie (FC), erkennt den inhibitorischen NK-Zell-Rezeptor. Spezies-Reaktivität: Human. Ideal für die Immunphäotypisierung.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	PE Kaninchen anti-Human KIR3DL1/CD158e mAk
Bemerkungen/Alias	KIR; NKB1; NKAT3; NKB1B; NKAT-3; CD158E1; KIR2DL5B; KIR3DL1/S1
Spezies	Human
GenID	3811
Immunogen	Rekombinantes Protein Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz enthält, die den Aminosäuren 22-340 von humanem KIR3DL1/CD158e (NP_037421.2) entspricht.
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	FC
Kreuzreaktivität	Human
SWISS	P43629
Proteingewicht	49kDa
Versand	Eisbeutel