


Pe-Kaninchen Anti-Menschliche Lambda-Leichtkette Monoklonaler Antikörper Für Durchflusszytometrie - P0Cg04

Artikelnummer: CM0008478



Einführung

PE-konjugierter kaninchener monoklonaler Antikörper, der auf die humane Immunglobulin-Lambda-Konstante Region 1 (IGLC1) abzielt. Validiert für die Durchflusszytometrie, ideal für B-Zell-Immunphänotypisierung und Immunglobulin-Forschung.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	PE Kaninchen anti-menschliche Lambda-Leichtkette mAb
Spezies	Mensch
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend den Aminosäuren 1-106 der menschlichen Lambda-Leichtkette enthält.
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	FC
Kreuzreaktivität	Mensch
SWISS	P0CG04
Proteingewicht	11 kDa
Versand	Eisbeutel