


Pe Kaninchen Anti-Human Lamp1/Cd107A Monoklonaler Antikörper Für Intrazelluläre Durchflusszytometrie - P11279

Artikelnummer: CM0010330



Einführung

PE-konjugierter monoklonaler Kaninchen-Antikörper, der gegen humanes LAMP1 (CD107a, LAMPA, LGP120) gerichtet ist und für die intrazelluläre Durchflusszytometrie validiert wurde. Erkennt lysosomales Membranglykoprotein, das an der Lysosom-Biogenese, Autophagie und der Zytotoxizität von NK-Zellen beteiligt ist.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	PE Kaninchen anti-Human LAMP1/CD107a mAk
Bemerkungen/Alias	LAMPA; CD107a; LGP120
Spezies	Mensch
GenID (Mensch)	3916
GenID	3916
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz enthält, die den Aminosäuren 29-382 von humanem LAMP1/CD107a (NP_005552.3) entspricht
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	FC (intra)
Kreuzreaktivität	Mensch
SWISS	P11279
Proteingewicht	38kDa/45kDa
Versand	Eisbeutel