


Pe Kaninchen Anti-Human Lgr5 (Gpr49) Monoklonaler Antikörper Für Durchflusszytometrie - O75473

Artikelnummer: CM0008654



Einführung

PE-konjugierter monoklonaler Kaninchen-Antikörper, der gegen humanes LGR5 (GPR49) gerichtet ist, für die Durchflusszytometrie. Hohe Spezifität für C-terminales Peptid, ideal für Stammzell- und Krebsforschung.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	PE Kaninchen anti-Human LGR5 (GPR49) mAk
Bemerkungen/Alias	FEX; HG38; GPR49; GPR67; GRP49
Spezies	Human
GenID (human)	8549
GenID	8549
Immunogen	Synthetisches Peptid, das einer Sequenz innerhalb der Aminosäuren 480-580 von humanem LGR5 (NP_003658.1) entspricht
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	FC
Kreuzreaktivität	Human
SWISS	O75473
Proteingewicht	100 kDa
Versand	Eisbeutel