

Pe Kaninchen Anti-Mensch Lifr/Cd118 Monoklonaler Antikörper Für Fc - P42702

Artikelnummer: CM0004276



Einführung

PE-konjugierter kaninchen monoklonaler Antikörper gegen humanes LIFR/CD118 für die Durchflusszytometrie. Geeignet für die Untersuchung der Leukämie-Inhibitorischer-Faktor-Rezeptor-Signalübertragung und Interaktionen von Zytokinrezeptoren in der Immunologie und Stammzellforschung.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	PE Kaninchen Anti-Mensch LIFR/CD118 mAk
Bemerkungen/Alias	SWS; SJ52; STWS; CD118; LIF-R
Spezies	Mensch
GenID (Mensch)	3977
GenID	3977
Immunogen	Rekombinantes Protein / Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend den Aminosäuren 45-833 des menschlichen LIFR/CD118 (NP_002301.1) enthält
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	FC
Kreuzreaktivität	Mensch
SWISS	P42702
Proteingewicht	124 kDa
Versand	Eisbeutel