

Pe Kaninchen Anti-Human Mglur2 Monoklonaler Antikörper Für Fc - Q14416

Artikelnummer: CM0012245



Einführung

PE-konjugierter monoklonaler Kaninchen-Antikörper gegen humanes mGluR2 (metabotroper Glutamatrezeptor 2), validiert für Durchflusszytometrie (FC). Ideal für Neurowissenschaften, synaptische Übertragung und Studien zu Mechanismen des virale Eintritts.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	PE Kaninchen anti-Human mGluR2 mAk
Bemerkungen/Alias	GLUR2; mGlu2; GPRC1B; MGLUR2
Spezies	Human
GenID (Human)	2912
GenID	2912
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz enthält, die den Aminosäuren 22-498 von humanem mGluR2 (NP_000830.2) entspricht.
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	FC
Kreuzreaktivität	Human
SWISS	Q14416
Proteingewicht	96kDa
Versand	Eisbeutel