

Pe-Kaninchen Anti-Mensch Mica/Micb Monoklonaler Antikörper Für Fc - Q29983 / Q29980

Artikelnummer: CM0005309



Einführung

PE-konjugierter kaninchen monoklonaler Antikörper gegen menschliches MICA/MICB für die Durchflusszytometrie. Reagiert mit stressinduzierten NKG2D-Liganden, die für die Immunüberwachung und Tumorimmunologie wichtig sind.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	PE Kaninchen anti-Mensch MICA/MICB mAk
Bemerkungen/Alias	MIC-A; PERB11.1; PERB11.2; MICB
Spezies	Mensch
GenID (Mensch)	100507436/4277
GenID	100507436/4277
Immunogen	Rekombinantes Protein Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz enthält, die den Aminosäuren 23-298 von menschlichem MICB (NP_005922.2) entspricht.
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	FC
Kreuzreaktivität	Mensch
SWISS	Q29983/Q29980
Proteinmasse	4kDa/31kDa/37kDa/43kDa
Versand	Eisbeutel