

Pe Kaninchen Anti-Human Mrc2 Monoklonaler Antikörper Für Durchflusszytometrie - Q9Ubg0

Artikelnummer: CM0009245



Einführung

PE-konjugierter monoklonaler Kaninchen-Antikörper, der gegen humanes MRC2 (CD280, ENDO180) gerichtet ist, für die Durchflusszytometrie. Ideal zur Untersuchung von Kollagenumbau, Endozytose und Krebsprogression in menschlichen Zellproben.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	PE Kaninchen anti-Human MRC2 mAb
Bemerkungen/Alias	CD280; UPARAP; CLEC13E; ENDO180
Spezies	Human
Gen-ID (Human)	9902
Gen-ID	9902
Immunogen	Rekombinantes Protein Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz enthält, die den Aminosäuren 35-513 von humanem MRC2 (NP_006030.2) entspricht.
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	FC
Kreuzreaktivität	Human
SWISS	Q9UBG0
Proteingewicht	167kDa
Versand	Eisbeutel