


Pe-Konjugierter Kaninchen-Anti-Human Nectin-1/Cd111 Monoklonaler Antikörper Für Die Durchflusszytometrie - Q15223

Artikelnummer: CM0009417



Einführung

PE-konjugierter Kaninchen-monoklonaler Antikörper gegen humanes Nectin-1/CD111 (Q15223). Geeignet für die Durchflusszytometrie. Nützlich für die Forschung zu Zelladhäsion, neuronaler Entwicklung und Herpesvirus-Eintritt.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	PE Kaninchen-anti-Human Nectin-1/CD111 mAb
Bemerkungen/Alias	ED4; PRR; HIgR; HV1S; HVEC; OFC7; PRR1; PVRR; CD111; PVRL1; PVRR1; SK-12; CLPED1; nectin-1
Spezies	Human
Gen-ID (Human)	5818
Gen-ID	5818
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend der Aminosäuren 1-334 von humanem Nectin-1/CD111 (NP_002846.3) enthält.
Herkunft	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	FC
Kreuzreaktivität	Human
SWISS	Q15223
Proteingewicht	57kDa/51kDa/39kDa
Versand	Eistasche