


Pe-Konjugierter Kaninchen-Anti-Human-Neuropilin-2/Nrp2 Monoklonaler Antikörper Für Fc - O60462

Artikelnummer: CM0009643



Einführung

PE-konjugierter, monoklonaler Kaninchen-Antikörper gegen humanes Neuropilin-2 (NRP2) für die Durchflusszytometrie. Hochaffiner Rezeptor für Semaphorine, VEGF und HCMV; für die FC-Anwendung validiert.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	PE Kaninchen anti-Human Neuropilin-2/NRP2 mAb
Bemerkungen/Alias	NP2; NPN2; PRO2714; VEGF165R2
Spezies	Human
GenID	8828
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend Aminosäuren 1-855 von humanem Neuropilin-2/NRP2 (NP_957718.1) enthält
Herkunft	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	FC
Kreuzreaktivität	Human
SWISS	O60462
Proteingewicht	105kDa
Versand	Eisbeutel