

Pe-Kaninchen Anti-Mensch Nt5E/Cd73 Monoklonaler Antikörper Für Durchflusszytometrie - P21589

Artikelnummer: CM0007730



Einführung

PE-konjugierter kaninchen monoklonaler Antikörper gegen humanes NT5E/CD73, validiert für die Durchflusszytometrie. Erkennt Ecto-5'-Nukleotidase, ein GPI-verankertes Enzym, das am Nukleotidstoffwechsel und der Immunsuppression beteiligt ist. Ideal für die immunologische und onkologische Forschung.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	PE Kaninchen anti-Mensch NT5E/CD73 mAk
Bemerkungen/Alias	NT; eN; NT5; NTE; eNT; CD73; E5NT; CALJA
Spezies	Mensch
Gen-ID (Mensch)	4907
Gen-ID	4907
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend den Aminosäuren 27-547 von menschlichem NT5E/CD73 (NP_002517.1) enthält
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	FC
Kreuzreaktivität	Mensch
SWISS	P21589
Proteingewicht	63kDa
Versand	Eisbeutel