

Pe Kaninchen Anti-Human Pd-L1/Cd274 Monoklonaler Antikörper Für Fc - Q9Nzq7

Artikelnummer: CM0010810



Einführung

PE-konjugierter monoklonaler Kaninchen-Antikörper gegen humanes PD-L1/CD274 (B7-H1, PDL1). Geeignet für Durchflusszytometrie (FC). Wichtiges Werkzeug zur Untersuchung der Immuntoleranz, Checkpoint-Blockade und Krebsimmuntherapie. Erkennt ein 33 kDa Protein.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	PE Kaninchen anti-Human PD-L1/CD274 mAk
Bemerkungen/Alias	B7-H; B7H1; PDL1; PD-L1; hPD-L1; PDCD1L1; PDCD1LG1
Spezies	Human
GenID (Human)	29126
GenID	29126
Immunogen	Rekombinantes Protein
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	FC
Kreuzreaktivität	Human
SWISS	Q9NZQ7
Proteingewicht	33kDa
Versand	Eisbeutel