


Pe Kaninchen Anti-Mensch Phospho-Histon H2Ax-S139 Monoklonaler Antikörper Für Durchflusszytometrie - P16104

Artikelnummer: CM0001699



Einführung

PE-konjugierter Kaninchen-monoklonaler Antikörper gegen Phospho-S139 des menschlichen Histons H2AX, validiert für intrazelluläre Durchflusszytometrie. Geeignet für Studien zu DNA-Schäden und Zellzyklus.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	PE Kaninchen Anti-Mensch Phospho-Histon H2AX-S139 mAk
Bemerkungen/Alias	H2A.X; H2A/X; H2AFX
Spezies	Mensch
GenID (Mensch)	3014
GenID	3014
Immunogen	Synthetisches Peptid
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Phosphorylierte Antikörper
Anwendung	FC (intrazellulär)
Kreuzreaktivität	Mensch
SWISS	P16104
Proteingewicht	15 kDa
Versand	Eisbeutel