

Pe-Konjugierter Monoklonaler Kaninchen-Antikörper Gegen Humanes Plzf Für Fc (Intrazellulär) - Q05516

Artikelnummer: CM0009959



Einführung

PE-konjugierter monoklonaler Kaninchen-Antikörper gegen humanes PLZF (ZBTB16) für die intrazelluläre Durchflusszytometrie. An humanen Proben validiert, 74 kDa, geeignet für Studien zur Hämatopoese und Transkriptionsregulation.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	PE-konjugierter monoklonaler Kaninchen-Antikörper gegen humanes PLZF
Bemerkungen/Alias	PLZF; ZNF145
Spezies	Mensch
GeneID (Mensch)	7704
GeneID	7704
Immunogen	Rekombinantes Protein (rekombinantes Fusionsprotein mit einer Sequenz, die den Aminosäuren 6-137 des humanen PLZF entspricht (NP_005997.2))
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	FC (intrazellulär)
Kreuzreaktivität	Mensch
SWISS	Q05516
Proteingewicht	74 kDa
Versand	Kühlakku