

Pe Kaninchen Anti-Human Podoplanin Monoklonaler Antikörper Für Durchflusszytometrie - Q86YI7

Artikelnummer: CM0010123



Einführung

PE-konjugierter monoklonaler Kaninchen-Antikörper, der gegen humanes Podoplanin (PDPN) gerichtet ist und für die Durchflusszytometrie validiert ist. Nützlich zur Untersuchung von Zellmigration, Adhäsion und epithelial-mesenchymalem Übergang. SWISS: Q86YL7.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	PE Kaninchen anti-Human Podoplanin mAb
Bemerkungen/Alias	T1A; GP36; GP40; Gp38; OTS8; T1A2; T11A; D2-40; T1A-2; AGGRUS; HT1A-1; PA2.26
Spezies	Mensch
GenID	10630
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das einer Sequenz entspricht, die den Aminosäuren 21-123 von humanem Podoplanin (NP_006465.4) homolog ist
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	FC
Kreuzreaktivität	Mensch
SWISS	Q86YL7
Proteingewicht	17kDa
Versand	Eisbeutel