


Pe Kaninchen Anti-Mensch Pth1R Monoklonaler Antikörper Für Fc - Q03431

Artikelnummer: CM0012153



Einführung

PE-konjugierter kaninchen monoklonaler Antikörper gegen humanen PTH1R (Parathormon 1 Rezeptor) für die Durchflusszytometrie. Erkennt die extrazelluläre Domäne (Aa 27-188). Reagiert mit humanem PTH1R. ~66 kDa. Für Forschungszwecke.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	PE Kaninchen anti-Mensch PTH1R mAk
Bemerkungen/Alias	PFE, EKNS, PTHR, PTHR1
Spezies	Mensch
GenID	5745
Immunogen	Rekombinantes Protein, rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend den Aminosäuren 27-188 des humanen PTH1R (NP_000307.1) enthält
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	FC
Kreuzreaktivität	Mensch
SWISS	Q03431
Proteingewicht	66kDa
Versand	Eisbeutel