


Pe Kaninchen Anti-Human Rankl/Cd254 Monoklonaler Antikörper Für Durchflusszytometrie (Intrazellulär) - O14788

Artikelnummer: CM0012196



Einführung

PE-konjugierter monoklonaler Kaninchenantikörper, der gegen humanes RANKL/CD254 (TNFSF11) gerichtet ist, für die intrazelluläre Durchflusszytometrie. Ideal zur Untersuchung der Osteoklastendifferenzierung, des Knochenumbaus und der Interaktionen zwischen dendritischen Zellen und T-Zellen.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	PE Kaninchen anti-Human RANKL/CD254 mAk
Bemerkungen/Alias	ODF; OPGL; sOdf; CD254; OPTB2; RANKL; TNLG6B; TRANCE; hRANKL2
Spezies	Human
Gen-ID	8600
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz enthält, die den Aminosäuren 136-317 von humanem RANKL/CD254 (NP_003692.1) entspricht
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	FC (intra)
Kreuzreaktivität	Human
SWISS	O14788
Proteingewicht	27kDa/30kDa/35kDa
Versand	Eisbeutel