


Pe Kaninchen Anti-Mensch Siglec-7/Cd328 Monoklonaler Antikörper Für Fc - Q9Y286

Artikelnummer: CM0006162



Einführung

PE-konjugierter kaninchen monoklonaler Antikörper gegen humanes Siglec-7 (CD328/AIRM1/p75). Speziell entwickelt für Durchflusszytometrie (FC). Rekombinantes Immunogen mit den Aminosäuren 18-144. Ideal für natürliche Killerzellen- und Immunforschung.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	PE Kaninchen Anti-Mensch Siglec-7/CD328 mAk
Bemerkungen/Aliaße	p75; QA79; AIRM1; CD328; AIRM-1; CDw328; D-siglec; SIGLEC-7; SIGLECP2; SIGLEC19P; p75/AIRM1
Spezies	Mensch
GenID (Mensch)	27036
GenID	27036
Immunogen	Rekombinantes Protein Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend den Aminosäuren 18-144 von humanem Siglec-7/CD328 (NP_055200.1) enthält.
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	FC
Kreuzreaktivität	Mensch
SWISS	Q9Y286
Proteingewicht	51 kDa
Versand	Eisbeutel